

1. Aineen / seoksen tunnistus

1. Tuotetunniste

Seos

Tuotenimi	Ultra Protein Hydrolysate Kit
Tuotekoodi	80-2117-78
CAS-numero	
Muut nimet	5056336800413
IUPAC	
MFCD-numero	
EC/EINECS	
REACH-numero	Index-No

2. Relevantit tunnistetut aineen tai seoksen käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Vain laboratoriokäyttöön

3. Tuoteturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Biochrom Ltd
Unit 7, Enterprise Zone, 3970 Cambridge Research Park
Waterbeach
Cambridge
CB25 9PE
United Kingdom

Puhelin: +44 (0)1223 423723
Faksi: +44 (0)1223 420164
Sähköposti: enquiries@biochrom.co.uk



4. Häät puhelinnumero

+44 (0)1223 427890 -

2. Vaarojen yksilöinti

1. Aineen tai seoksen luokitus

H226	Flam. Liq. 3	
H302	Acute Tox. 4	
H311 + H331	Acute Tox. 3	
H315	Skin Irrit. 2	
H319	Eye Irrit. 2	
H335	STOT SE 3	
H361d	Repr. 2	
H370	STOT SE 1	

2. Etiketin elementit

Signaalisana **Vaara**



Vaarailmoitukset

H226	Syttyvä neste ja kaasu.
H302	Haitallinen nieltynä.
H311 + H331	Myrkyllinen ihokosketuksessa tai hengitettynä
H315	Aiheuttaa ihoärsytystä.
H319	Aiheuttaa vakavan silmä-ärsytyksen.
H335	Saattaa aiheuttaa hengityselinten ärsytystä.
H361d	Epäillään vahingoittavan syntymätöntä lasta
H370	Vaurioittaa elimiä (silmät).

Varoituslausekkeet

P201	Hanki erityisohjeet ennen käyttöä.
P210	Pidä pois lämmönlähteistä/kipinöistä/avotulesta/kuumista pinnoista. – Ei tupakointia.

P233	Pidä astia hyvin suljettuna.
P260	Älä hengitä pölyä/höyryä/kaasua/huurua/sumua/spraytä.
P280	Käytä suojakäsineitä/-vaatetusta/silmä-/kasvosuojusta.
P303 + P361 + P353	JOS IHOLLA (tai hiuksissa): Poista/riisu välittömästi kaikki kontaminoituneet vaatteet. Huuhtelee iho vedellä/suihkussa.
P304 + P340	HENGITETTYNÄ: Siirrä uhri raikkaaseen ilmaan ja pidä hänet helpon hengityksen mahdollistavassa lepoasennossa.
P312	Ota yhteys MYRKYTYSKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos olet huonovointinen.
P370 + P378	Tulipalotilanteessa: Käytä vesi sammutukseen.
P403 + P235	Säilytä hyvin tuuletetussa paikassa. Pidä viileänä.
P501	Sisällön/astian hävitys sopiva vaarallisten jätteiden säiliö

3. Muut vaarat

May be fatal or cause blindness if swallowed.
Cannot be made non-poisonous.

3. Koostumus ja tiedot ainesosista

2. Seokset

Tuotenimi	Vaarat	Pitoisuus
Sodium Hydrolysate Buffer 1		
Sodium Hydro/Oxid Buffer 2		
Sodium Hydrolysate Buffer 5		
Sodium Loading Buffer		
Ultra Ninhydrin Solution		
	H226, H302, H311 + H331, H361d, H370 Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Flam. Liq. 3, Repr. 2, STOT SE 1	
Ultrosolve Plus		
	H302 Acute Tox. 4	
Sodium Regeneration Buffer 6		
	H315, H319 Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2	

4. Ensiaputoimenpiteet

1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Ihokosketus

Silmäkosketus Pese silmä juoksevalla vedellä 15 minuutin ajan.

Nieleminen

Älä aiheuta oksentamista.
Suihkuta suu vedellä.
Kysy lääkäriltä.

Hengittäminen

2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset

Ei oireita.

3. Osoitus välittömästä lääkärinavusta

5. Tulipalonsammutuskeinot

1. Sammutusaineet

Sopiva

Sopimaton N/A

2. Aineesta tai seoksesta aiheutuvat erityisvaarat

Palamisessa saattaa muodostua myrkyllisiä kaasuja.

3. Neuvo palomiehille

Kuten missään tulipalossa, käytä paineilmahengityslaitetta, MSHA / NIOSH (hyväksyttyä tai vastaavaa) ja täydellistä suojaruustusta

6. Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

1. Henkilökohtaiset varotoimet

Poista kaikki syttymislähteet.
Merkitse saastunut alue merkkeillä ja estä pääsy luvattomalle henkilöstölle.
Vältä höyryjen hengittämistä.

2. Ympäristövarotoimet

Älä päästä viemäreihin / pinta- tai pohjaveteen.

3. Menetelmät ja aineet

Sekoita hiekkaan tai vermikuliittiin.
Pese vuotoalue suurilla vesimäärillä.
Siirrä suljettavaan, merkittyy jätteenä hävitettäväksi sopivalla menetelmällä.

4. Toissijaisten vaarojen estäminen.

Ei mitään

7. Käsittely ja varastointi

1. Henkilökohtaiset varotoimet

Turvallinen käsittely

*Räjähdyks- ja
tulipalosuojaus*

2. Turvallisen varastoinnin olosuhteet, mukaan lukien yhteensopimattomuudet

Varastoriskien hallinta Säilytä viileässä, hyvin ilmastoidussa tilassa.
Suojaa sytytyslähteiltä.
Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna.
Valoherkkä.
Suojaa valolta.
Ilman herkkä.

*Varastoinnin
valvontamenetelmät*
Oikeellisuuden ylläpito

Muut neuvot Muita tietoja ei ole saatavilla.

3. Erityiset loppukäytöt

Vain laboratoriokäyttöön. Käytetään Biochrom-aminohappoanalysaattoreiden kanssa

8. Altistushallinta ja henkilökohtainen suojautuminen

1. Ohjausparametrit

Tietoja ei saatavissa

2. Altistumisen valvontamenetelmät

Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet

Tekniset keinot Varmista, että alueelle on riittävä ilmanvaihto.

Silmä-/kasvosuojaus Suojalasit.
Varmista, että silmäkylpy on käsillä.

Käsien suojaus Nitriilikäsineet.

Hengityssuojaus

Ihosuojaus Suojavaatetus.

*Muiden henkilökohtaisten
suojaimien neuvot* Ei dataa.

9. Fyysiset ja kemialliset ominaisuudet

1. Fyysiset ja kemialliset ominaisuudet

Ulkoasu	2L muovipullot. 250 ml keltaista lasipulloa
Tuoksu	Tietoja ei saatavissa
Tuoksukynnys	Tietoja ei saatavissa
PH	Tietoja ei saatavissa
Sulamis-/jäätympiste	Tietoja ei saatavissa
Kiehumisalkupiste ja kiehumisalue	Tietoja ei saatavissa
Leimahduspiste	Tietoja ei saatavissa
Haihtumisnopeus	Tietoja ei saatavissa
Syttyvyys (kiinteä, kaasu)	Tietoja ei saatavissa
Syttyvyyden tai räjähtävyyden ylä-/alarajat	Tietoja ei saatavissa
Höyryn paine	Tietoja ei saatavissa
Höyryn tiheys	Tietoja ei saatavissa
Suhteellinen tiheys	Tietoja ei saatavissa
Liukenevuus:	Tietoja ei saatavissa
Jakaantumiskerroin: n-oktanoliv/vesi	Tietoja ei saatavissa
Itsesyttymislämpötila	Tietoja ei saatavissa
Mätänemislämpötila	Tietoja ei saatavissa
Viskositeetti	Tietoja ei saatavissa
Räjähämisoiminaisuudet	Tietoja ei saatavissa
Oksidoitumisoinaisuudet	Tietoja ei saatavissa

2. Muut tiedot

Ei lisätietoa

10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus

1. Reaktiivisuus

Ei epätavallista reaktiivisuutta

2. Stabiilisuus

Vakaa normaaleissa olosuhteissa.
Voi värjätä valolle altistumisen yhteydessä.

3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei tunneta vaarallisia reaktioita.

4. Vältettävät olosuhteet

Suora auringonvalo.

5. Yhteensopimattomat aineet

Vahvat hapettimet.

6. Vaaralliset mätänemistuotteet

Palaessa muodostuu myrkyllisiä hiilidioksidin / hiilimonoksidin höyryjä.

11. Toksikologiatiedot

1. Tieto

<i>Akuutti toksisuus</i>	Ei tietoa saatavilla
<i>Ihon syöpyminen/ärsytys</i>	Voi olla haitallista, jos se imeytyy ihon läpi. Ärsyttää ihoa.
<i>Vakava silmävaurio/ärsytys</i>	ärsyttävä vaikutus
<i>Hengityselinten ja ihon herkistyminen</i>	Voi aiheuttaa ihon herkistymistä
<i>Itiösolun mutageenisuus</i>	Ei tietoa saatavilla
<i>Karsinogeenisuus</i>	Ei tietoa saatavilla
<i>Lisääntymistoksisuus</i>	Mahdollinen vaara sikiölle
<i>STOT kertaluonteinen altistuminen</i>	Ei tietoa saatavilla
<i>STOT toistuva altistuminen</i>	Ei tietoa saatavilla
<i>Aspiointivaara</i>	Ei tietoa saatavilla

2. Lisätiedot

Tietämyksemme mukaan tämän aineen akuutti ja krooninen myrkyllisyys ei ole täysin tiedossa.

12. Ekologiset tiedot

1. Toksisuus

Ei tietoa saatavilla

2. Pysyvyys / hajoavuus

Ei tietoa saatavilla

3. Biokerääntymispotentiaali

Ei tietoa saatavilla

4. Liikkuvuus ja maaperä

Ei tietoa saatavilla

5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei tietoa saatavilla

6. Muut haittavaikutukset

Ei tietoa saatavilla

13. Hävityksessä huomioitavaa

1. Jätteenkäsittelymenetelmät

Hävitystoimenpiteet

Pakkauksen hävitys Hävittäminen on tehtävä virallisten määräysten mukaisesti.

14. Kuljetustiedot

Ilma (ICAO)

1. **UN-numero:** 1992

2. **Laivausnimi:** Flammable liquid, toxic, n.o.s.

3. **Kuljetusvaaraluokka/-luokat :** 3 Aliluokka : 6.1



4. **Pakkausryhmä:** III

5. **Ympäristövaarat:**

6. **Erityisvarotoimet käyttäjälle:**

7. **Bulkki kuljetus:**

Maantie (ADR)

1. **UN-numero:** 1992

2. **Laivausnimi:** FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S (Ultra Protein Hydrolysate Kit).

3. **Kuljetusvaaraluokka/-luokat :** 3 Aliluokka :



4. **Pakkausryhmä:** III

5. **Ympäristövaarat:**

6. **Erityisvarotoimet käyttäjälle:**

7. **Bulkki kuljetus:**

Meri (IMDG)

1. **UN-numero:** 1992

2. **Laivausnimi:** Flammable liquid, toxic, n.o.s.

3. **Kuljetusvaaraluokka/-luokat :** 3 Aliluokka : 6.1



4. **Pakkausryhmä:** III

5. **Ympäristövaarat:**

6. **Erityisvarotoimet käyttäjälle:**

7. **Bulkki kuljetus:** IBCINS: IBC03

TANKPROV: TP1, TP28

15. Turvallisuus, terveys, ympäristö ja kansalliset säännökset

1. Turvallisuus, terveys, ympäristö ja kansalliset säännökset:

Tuotetta ei koske mitään muita säännöksiä tai määräyksiä.

2. Turvallisuusarviointi

Ei kemiallista turva-arviointia

16. Muut tiedot

1. Muut tiedot:

Tämä käyttöturvallisuustiedote on asetuksen (EY) N: o 1272/2008 vaatimusten mukainen

3. Vastuuvapautuslauseke

Tässä käyttöturvallisuustiedotteessa annetut tiedot ovat parhaita tietomme, tietomme ja uskomme julkaisemispäivänä. Annetut tiedot on suunniteltu vain turvallisen käsittelyn, käytön, käsittelyn, varastoinnin, kuljetuksen, hävittämisen ja purkamisen ohjeiksi, eikä niitä pidä katsoa takuuksi tai laatuvaatimuksiksi. Tiedot koskevat vain määriteltyä materiaalia, ja ne eivät välttämättä ole päteviä sellaiselle materiaalille, jota käytetään yhdessä muiden materiaalien kanssa tai missä tahansa prosessissa, jollei tekstissä mainita.